


Automatisation en hémostase :

Management du risque, efficacité économique et clinique pour les laboratoires d'activités moyennes à fortes



NOUVEAU

Cadence élevée et désormais avec automatisation de la vérification pré-analytique de l'échantillon.

ACL**TOP**550^{CTS}

L'ACL TOP® 550 CTS allie une capacité d'analyse exceptionnelle et des performances remarquables pour plus de simplicité et augmenter la productivité du laboratoire en hémostase de routine et spécialisée. Vérification du pré-analytique et traçabilité de l'échantillon automatisés. Outil de support à l'accréditation disponible pour réduire les risques d'erreurs et augmenter l'efficacité de la prise en charge des patients.

L'ACL TOP® 550 CTS est conçu pour être facilement pris en main proposant une ergonomie de travail intuitive. Il est la solution idéale pour les laboratoires d'activités moyennes à fortes - routine ou spécialisé.

Spécifications Techniques

Panel de tests	Dosages chronométriques, colorimétriques et immunologiques	Relance et test reflexe	OUI (paramétrable)
Chargement continu des échantillons et réactifs	OUI	Affichage courbe réactionnelle	OUI
Fonctionnement continu	OUI	Programme de Contrôle Qualité	OUI (avec configuration multi-règles, y compris règles de Westgard)
Système de transport échantillons et réactifs	Racks	Auto validation des résultats	OUI
Echantillons à bord	80 (8 racks de 10 échantillons)	Base de données résultats patient	20 000 échantillons (paramétrable)
Vérification test-spécifique du HIL	OUI	Système de sécurité	OUI (paramétrable)
Détection du niveau de remplissage du tube	OUI	Déconnexion automatique (log-off)	OUI
Vérification de l'obstruction au prélèvement	OUI	Journal des événements système	OUI
 Tubes bouchés	OUI (perçage de bouchon)	Rapport de traçabilité	OUI
Réactifs à bord	40 (réfrigérés)	Signature électronique	OUI
Lecteur codes-barres	OUI (intégré)	Interface bidirectionnelle	OUI (avec requête)
Réactifs codes-barrés	OUI (codes-barres incluant lot, date d'expiration et volume du flacon)	PC	Externe (dédié)
Cuvettes à bord	800	Système d'exploitation	Windows® 7
Applications à bord	500 (250 paramétrables)	Ecran	17-pouce, LCD, couleur, tactile (externe)
Tests/échantillon	30	Clavier	OUI (externe)
Cadence TP/TCA/Fib	Jusqu'à 295 tests/h	Souris	OUI (externe)
Prédilution échantillon	OUI	Imprimante	OUI (externe)
Prédilution de la courbe de calibration	OUI	Interface utilisateur	Basée sur Windows® 7
Parallélisme des facteurs	OUI	Dimensions (L x l x h)	110 x 82 x 73 cm
Urgence	OUI (à tout moment et toute position)	Poids (automate)	147 kg

Werfen avec sa marque Instrumentation Laboratory s'attache particulièrement à développer les solutions les plus innovantes en Hémostasie. Grâce à la Famille ACL® TOP, Werfen propose une grande variété d'instruments et de multiples solutions évolutives d'organisation associées à un panel complet de tests HemosIL® et le soutien une équipe technique d'excellence. Enfin, Werfen s'engage à apporter une amélioration continue de son offre Hémostasie à travers une innovation constante.

Werfen

Corporate Headquarters

Plaza de Europa, 21-23
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona, Spain
+34-93-4010101
werfen.com

Instrumentation Laboratory Headquarters

180 Hartwell Road
Bedford, MA 01730 USA
+1-781-861-0710
instrumentationlaboratory.com

Worldwide Locations

The Americas

Brazil
São Paulo
+55-11-41543337
br.werfen.com

Canada
Richmond Hill, ON
+1-800-552-2025 x6115
instrumentationlaboratory.com

Colombia
Bogotá
+57(1)-616-7513

Mexico
Mexico City
+52-55-5262-1760
mx.werfen.com

Uruguay
Montevideo
+5982-481-81-33

USA
Bedford, MA
+1-781-861-0710
instrumentationlaboratory.com

Asia-Pacific

Australia
Sydney
+61-02-9098-0200
au.werfen.com

China
Beijing
+86-10-59756055
Hong Kong
+852-2792-7773
Shanghai
+86-21-66308671
cn.werfen.com

India
New Delhi
+91-490-29-550
in.ilwerfen.com

Japan
Tokyo
+81-3-5419-1301
jp.werfen.com

Korea
Seoul
+82-1899-9217
kr.werfen.com

Thailand
Bangkok
+66-271-226-28/9

Europe

Austria
Vienna
+43-1-256-58-000
at.werfen.com

Belgium
Brussels
+32-2-7252052
benelux.werfen.com

Czech Republic
Prague
+420-246-090-931
cz.werfen.com

France
Paris
+33-182-30-86-00
fr.werfen.com

Germany
Munich
+49-89-909070
de.werfen.com

Hungary
Budapest
+36-1-882-73-10
hu.werfen.com

Italy
Milan
+39-02-25221
it.werfen.com

Lithuania
Kaunas
+370-37-313157
lt.werfen.com

The Netherlands
Breda
+31-76-5480100
benelux.werfen.com

Poland
Warsaw
+48-22-336-18-00
pl.werfen.com

Portugal
Lisbon
+351-214247312
pt.werfen.com

Russia
Moscow
+7-499-124-45-59
ru.ilwerfen.com

Spain
Barcelona
+34-902-20-30-90
es.werfen.com

UK
Warrington, England
+44-1925-810141
uk.werfen.com

For all other countries visit
international.werfen.com